


# نحوه نگهداری دستگامهای آزمایشگاهی

## میکروسکوپ (Microscope)

میکروسکوپ به معنی کپی یا ثبت ذره کوچک است و ریشه در زبان لاتین دارد. میکروسکوپ دستگاهی است که برای دیدن اجسام خیلی کوچک بکار می‌رود و می‌توان تصویری بسیار بزرگتر و با جزئیات بیشتر از جسم مورد نظر، بدست آورد. میکروسکوپ شامل دو دستگاه عدسی همگرا است که ممکن است هر کدام ترکیبی از چند عدسی باشد، ولی مانند یک عدسی همگرا عمل می‌کند، یکی عدسی شیئی یا ابژکتیو و دیگری عدسی چشمی یا اکولر نام دارد.

لیونهاک یکی از اولین مخترعین میکروسکوپ در قرن هفده میلادی بود او مشاهدات خود را در زیر میکروسکوپ خود ثبت و یادداشت‌های دقیقی تهیه نمود. در موزه میلدبرگ در هلند یکی از میکروسکوپ‌های اولیه نگهداری می‌شود که احتمالاً بوسیله این دانشمند ساخته شده است.

## اجزا يك ميكروسكوپ



1- بدنه

2- منبع نور

3- كندانسور

4- صفحه نمونه

5- ماکرومتر و

میکرومتر

6- عدسي شبي

7- عسي چشمي



## موارد استفاده از میکروسکوپ

امروزه وجود میکروسکوپ در هر آزمایشگاه آموزشی و درمانی ضروری است . در آزمایشگاه تشخیص طبی میکروسکوپ جهت بررسی انواع میکروب ها و انگل ها در مایعات بدن ، انواع سلولهای خونی و غیره استفاده می شود .

همچنین در برخی از آزمایشهای تخصصی و تحقیقاتی نیاز به میکروسکوپ های تخصصی مانند میکروسکوپ فلوروسنت (Fluorescent Microscope) ،



میکروسکوپ الکترونی (Electron Microscopy) ، میکروسکوپ زمینه سیاه (Dark field) میکروسکوپ اینورت (Inverted




Microscope) و ... است حتی جراحها از میکروسکوپ ویژه ای برای اعمال ظریف جراحی (جراحی گوش و چشم و ...) استفاده می کنند .

از میکروسکوپ در آزمایشگاهها درباره موضوعات گوناگون از گیاه شناسی گرفته تا فلزشناسی برای مطالعه استفاده می گردد .

بزرگنمایی میکروسکوپ = بزرگنمایی عدسی شیئی \* بزرگنمایی عدسی چشمی







(a) Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.

(b)



## اسپکتروفتومتر (Spectrophotometer)

اسپکتروفتومتر یا طیف سنج يك دستگاہ آزمایشگاهی اولیه است که جهت خواندن نتایج آزمایش های که واکنش آنها از نوع End point هستند بکار می رود این دستگاہ میزان جذب یا عبور طول موجهای مشخصی از انرژی تابشی (نور) از يك محلول را اندازه گیری مینماید بیشترین کاربرد آن در آزمایشگاه در بخش بیوشیمی است.


اساس کار اسپکتروفتومتر همانند بسیار از دستگاہهای آزمایشگاهی، بر اندازه گیری میزان نور جذب شده توسط يك محلول رنگی است که طبق قانون بیر-لامبرت (Lambert Beer) میزان جذب نور (OD) متناسب با غلظت ماده حل شده در محلول است .

**قانون بیر-لامبرت زمانی صادق است که:**

- 1- نور منتشر شده بر روی ماده مورد نظر تک رنگ باشد
- 2- غلظت ماده حل شده باید در محدوده خطی باشد



اسپكتروفتومترهاي مرئي و فرابنفش رايجترين ، نوع آنها در مراکز  
تشخيصي و آزمايشگاهي است اسپكتروفتومترها بر اساس تعداد  
پرتوهاي نوري كه به آشكارساز دستگاه مي رسد به دو نوع تك  
پرتويي و دوپرتويي تقسيم ميشوند. در نوع تك پرتويي يك جايشگاه  
براي محلول و بلانگ وجود دارد در دستگاههاي دو پرتويي دو  
جايشگاه منظور شده است. پرتوتابش شده بطور خودكار مجزا شده و  
از محلول بلانك و نمونه همزمان عبور مي كند اين دستگاهها بسيار  
حساس مي باشند.







## قسمت های مختلف يك اسپكتروفتمتر شامل:

- 1- منبع نور (Light Source)
- 2- تك رنگ ساز (Monochromator)
- 3- شكاف عبور يا متمرکز کننده پرتو (Focusing Device)
- 4- كوت يا محل قرار دادن نمونه (Cuvet)
- 5- دتكتور يا آشكار ساز (Detector)
- 6- صفحه نمايشگر (Display device)

# Spectrophotometer





## منبع نور (Light Source)

معمولا از لامپهای تنگستنی که تولید نور با طول موج ۹۹۰-۳۰۰ نانومتر مینمایند استفاده می شود برای تولید پرتوهای فرابنفش غالباً از لامپ های هیدروژنی یا دوتریومی (با طول موج ۴۵۰-۲۰۰ نانومتر) استفاده می شود لامپ های دوتریومی معمولا پایداری و طول عمر بیشتری دارند .

## تک رنگ ساز (Monochromator)

این قسمت دستگاه، نور مخلوط را به پرتوهای تک رنگ تجزیه می کند این عمل در اسپکتروفتومتر معمولاً "توسط منشور یا سیستم گریٹینگ (Grating) انجام می گیرد

## شکاف عبور یا متمرکز کننده پرتو (Focusing Device)

ترکیبی از عدسی ها، آئینه های کوچک می باشد که فقط به طیف رنگی با طول موج مورد نظر اجازه عبور می دهند هر قدر عرض شکاف نور کمتر باشد کیفیت پرتوها بهتر خواهد بود. میزان منوکروماتیک بودن نور تابیده شده به کووت بسیار مهم می باشد که با **SBW (Spectral Band Width)** پهنای باند طیف بر حسب نانومتر مشخص می شود هرچقدر عدد **SBW** کوچکتر باشد کیفیت دستگاه بهتر خواهد بود که بستگی به نوع گریٹینگ و پهنای شکاف عبور نور دارد. بهترین **SBW** برای اسپکتروفتومتر های آزمایشگاهی ۸ نانومتر و برای دستگاههای تحقیقاتی ۴-۸ نانومتر می باشد



## کووت یا محل قرار دادن نمونه (Cuvet)

کووتها محفظه های شفاف هستند که محلول مورد آزمایش در آن ریخته شده و در جایگاه خاص خود که در مسیر نور تکرنگ تعبیه شده است قرار می گیرد. کووتها با توجه به نوع مصرف جنس، شکل و حجم متفاوتی دارند. برای محلولهای اسیدی و قلیایی از کووتهای مخصوص شیشه ای و برای طول موجهای زیر ۳۲۰ نانومتر از لوله کوارتز یا پلاستیک استفاده می شود.

## دتكٲور يا آشكار ساز (Detector)

دتكٲور يا آشكار ساز انرژي نوراني (عبور كرده از محلول را) به انرژي الكٲريكي تبديل و آن را تقويت مي كند .

آشكار سازها معمولاً “ به سه گروه تقسيم مي شوند.


1- فتوالكٲريكي 2- فتوشيميائي 3- حرارتي

در اسكٲروفٲومتر از آشكار سازهاي فتوالكٲريكي استفاده مي شود .  
فتوسل و فتوتيوب از جمله انهاست



## صفحه نمایشگر (Display device)


داده های بدست آمده از یک آشکار ساز بوسیله یک دستگاه بازخوانی مانند یک گالوانومتر یا اسلوسکپ نشان داده می شود انواع مختلف نمایشگر در اشکال عقربه ای، دیجیتالی و کامپیوتری در اسپکتروفتومترها وجود دارد





## کار با اسپکتروفتومتر

1- پس اتصال به برق دستگاه را روشن می کنیم حدود ۱۰ دقیقه صبر می کنیم تا به اصطلاح دستگاه گرم شود



2- طول موج مورد نظر را انتخاب می کنیم



3- با استفاده از بلانک دستگاه را صفر

4- <sup>میکنیم</sup> استاندارد آزمایش و نمونه به ترتیب به کووت منتقل نموده و OD آن را می خوانیم



5- با يك محاسبه غلظت نمونه بدست می آوریم

$$A = OD_t / OD_s \times S$$


## فتومتر (Photometer)

با توجه به اینکه اسپکتروفتومتر معمولاً “جهت خواندن جذب نوری در واکنش های **End point** کاربرد دارد لذا امروز با توجه به افزایش تنوع تستها کاربرد آنها کم شده است و جای خود را به فتومترها داده اند. بیشتری کاربرد این دستگاه نیز در بخش بیوشیمی آزمایشگاه است.



## اساس کار فتومتر

اساس کار فتومتر همانند اسپکتروفتومتر است در فتومتر منوکروماتور، فیلترهاي شیشه اي رنگي هستند که بخش اعظم نور را جذب کرده و فقط طول موجهاي محدودی را عبور مي دهند فتومترهاي پیشرفته در حدود ۸ فیلتر رنگي دارند که معمولاً شامل طول موج هاي ۳۴۰، ۴۰۵، ۴۹۲، ۵۲۰، ۵۴۶، ۵۷۸، ۶۲۳ است که بسته به نوع آزمایش فیلتر مورد نظر را انتخاب مي کنند



منوکروماتور فتومترها فیلترهای تک رنگ کاملاً“ استاندارد بوده و از طرفی بسیاری از فتومترهای نسل جدید تقریباً“ نیمه اتوماتیک می باشند لذا قسمتی از واکنش در داخل دستگاه انجام میگیرد و قابل برنامه ریزی جهت خوانش جذب نوری در زمانهای برنامه ریزی شده می باشند همچنین آنها دارای انکوباتو ۳۷ درجه می باشند. لذا برای آزمایش های آنزیمی که نیاز به خوانش متوالی در زمانهای معین و ۳۷ درجه دارند (Kinetic) بسیار ضروری می باشند. بسیاری از فتومترها علاوه بر نمایشگرهای دیجیتالی ، چاپگر نیز دارند.

موقع خرید اسپکتروفتومتر و فتومتر بایستی به دامنه طول موج و عدد پهنای باند طیف ها (SBW) آنها توجه شود



## انواع فتومتر



**Rally 5010**





## فتومتر نشر شعله ای یا فیلم فتومتر Flame photometer

دستگاهی است که جهت اندازه گیری الکتروولیت های مهم بدن از جمله کلسیم، سدیم، پتاسیم، لیتیم و باریوم بکار می رود. فیلم فتومتر شبیه اسپکتروفتومتر و یا فتومتر ساده است با این فرق که در فتومتر، لامپ الکتریکی و در فیلم فتومتر نور حاصل از شعله بعنوان منبع نور محسوب می شود همچنین فتومتر یا اسپکتروفتومتر میزان نور جذب شده توسط محلول را اندازه گیری می نماید در حالیکه فیلم فتومتر نور حاصل از سوختن فلز را مستقیماً اندازه گیری می کند.

## اساس کار :

هنگامي که نمک هاي فلزي (metallic salts) در داخل شعله گداخته مي شود انرژي گرمائي که جذب اتم فلز مي شود سبب مي گردد تا يك يا تعداد بيشتري الكترون از اربتيال هاي خود خارج شوند زمانیکه الكترونهاي مذکور به سطح الكتروني خود برمي گردند نوري از خود ساطع مي نمايند که مختص آن فلز است بعبارت ديگر طيف نشري هر فلز منحصر بفرد است.



• در يك فليم فتومتر بطوركلي يك گاز اشتعال پذير ( گاز طبيعي مایع) با يك عامل اكسيد كننده (هواي فشرده) مشتعل گردیده و تولید شعله مي نمایند نمونه رقيق شده از طریق هواي فشرده از انتهاي لوله مونيته بصورت پودري وارد شعله شده و گداخته مي شود نور حاصل از احتراق پس از عبور از فيلتر مخصوص خود به صورت يك تك رنگ از عدسي عبور کرده و به سلول فتوتیوب برخورد مي كند. سلول فتوتیوب نور را دریافت کرده و ولتاژي متناسب با شدت آن ايجاد مي كند كه اين ولتاژ توسط يك سيستم آنالوگ ديگيتال قابل اندازه گيري است. اساس اندازه گيري مقایسه اي بوده و عدد خوانده شده در مقیاس با يك نمونه **Blank** كه مشخص كننده صفر است و يك نمونه استاندارد با غلظت معين، است.

## اجزاء دستگاہ

1- منبع نور (شعلہ) و نیولایزر، شامل بخش مکنده است کہ نمونه مورد آزمایش بوسیله آن وارد شعلہ می شود

2- فیلتر و عدسیها

3- دتکتور (فتوسل)

4- نمایشگر و چاپگر

5- کمپرسور هوا

6- منبع گاز



## کاربری و نگهداری

- نمونه باید همگن و غلیظ نباشد
- کارایی دستگاه باید با کالیبراتور و سرم کنترل چک شود کالیبراتورها و سرم ها را باید با یک رقیق کننده رقیق نمود
- مخزن گاز باید روزانه بازدید گردد
- تنظیم هوای کمپرسور باید براساس دستور کارخانه انجام گیرد
- بعد از کار روزانه باید لوله و نبولایزر با آب مقطر شستشو شود
- مخزن مواد زاید باید روزانه تخلیه شود
- مشعل و فیلتر ها باید با یک محلول تمییز کننده و متانول تمییز گردد

برای کسب نتایج بهتر شعله باید تنظیم و پایدار باشد



Bar

Ca

K

Na

Li









## سل کانتر یا دستگاه شمارنده سلول (Cell Counter)

- آنالیزهای هماتولوژی یا سل کانترها: دستگاههای تمام اتوماتیکی هستند که برای اندازه گیری کمی پارامترهای خون در آزمایشگاههای پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. به عبارت دیگر این دستگاهها، تعداد سلولهای خونی را در حجم مشخصی از خون می شمارند.

### • اجزای اصلی سل کانتر

- سل کانتر معمولاً از سه بخش اصلی هیدرولیک، پنوماتیک و الکترونیکی تشکیل می شود.

#### وظایف سیستم هیدرولیک:

وظایف سیستم هیدرولیک شامل برداشت محلول های مورد نیاز دستگاه و نمونه خون یا **Aspirating**، تخلیه محلول ها یا خون برداشت شده یا **Dispensing**، رقیق سازی نمونه یا **Diluting**، مخلوط کردن نمونه و محلولها یا **Mixing** و افزودن محلول لیز کننده به نمونه یا **Lysing** است.



### وظایف سیستم پنوماتیک :

وظیفه اصلی سیستم پنوماتیک تولید خلاء یا فشار ثابت جهت کنترل دریچه ها و همچنین کنترل حرکت محلول ها و نمونه در داخل سیستم هیدرولیک است .


### وظایف سیستم الکترونیکی:

این سیستم توسط یک ریز پردازنده (میکروپروسسور) کنترل می شود و وظایف زیر را به عهده دارد .

۱. اندازه گیری و پردازش سیگنال های حاصل از تغییر امپدانس
  ۲. محاسبه و انتقال نتایج به چاپگر با هر خروجی دلخواه در سیستم
  ۳. ترسیم گراف پارامترهای اصلی
  ۴. کنترل زمان اندازه گیری و توالی تست ها
  ۵. اجرای برنامه Q.C و کالیبراسیون سیستم
- ذخیره و بازیابی (Save and Load) نتایج



## اصول شمارش سلول های خونی



● شمارش سلول در سل کانترهای معمولی که اساس آنها بر سائز سلولی استوار است به این ترتیب است که هر سل کانتر دارای دو روزنه یا دریچه (Aperture) بنام روزنه های RBC و WBC برای عبور سلولهای خونی است روزنه RBC برای عبور RBC و Plt روزنه WBC برای عبور و شمارش WBC تعبیه شده است. نمونه رقیق شده توسط يك فشار منفي به داخل رونه RBC و WBC مکش مي شود. در دو طرف این روزنه ها دو الکتروود وجود دارد که موقع عبور گلبول از آن، در مقدار مقاومت الکتریکی بین آنها تغییر ایجاد می شود که هر تغییر به منزله يك پالس و يك شمارش محسوب می شود

- سل کانترهای معمولی در حالت کلی تعداد Hb- MCV- Pit- RBC - WBC را مستقیماً اندازه گیری نموده و برای آنها هیستوگرام رسم می نماید و سایر اندکس گلبولی را از روی آنها محاسبه می نمایند
- تعدادی از دستگاههای سل کانتر براساس اندازه سلول، نوع گلبولهای سفید نرمال را بصورت تقریبی افتراق (Diff) می نمایند .
- همه این دستگاهها برای سنجش مقدار Hb یک سیستم نوری همانند اسپکتروفتومتر دارند که در داخل دستگاه قرار دارد و مقدار Hb را در طول موج ۵۲۰ نانومتر اندازه گیری می نماید



در سل کانترهای پیشرفته مثل **Sysmex 2000, 1800 , H3, H1** گلبولهای خون را براساس روش فلوسیتومتر شمارش می شوند که روش بسیار حساس و دقیق می باشد/.




## سایر مزایای این دستگاهها

- این دستگاهها با رنگ آمیزی پراکسیداز گلبولهای سفید ، گلبول های نرمال را از غیرنرمال افتراق می دهند
- این دستگاه ها با استفاده از رنگ آمیزی گرانولهای داخل سلولی نوع گلبولهای سفید را دقیقاً افتراق (**Diff**) نموده و درصد آنها را بیان می نمایند
- مقدار سلولهای نارس یا بلاست (**Blast**) را نشان می دهند که برای تشخیص لوسمی ها و لنفوم ها و کم خونی ها بسیار حائز اهمیت می باشد
- برخی از آنها رتیکولوسیت را نیز می شمارند که در مانیتورینگ کم خونی مهم است.

BLOOD CELL ANALYZER

10-20-2001

10 : 52



Name: Daniel Sex: M Age: 20Y ID: 0000021  
 Time: 2001-10-18 10:19 Next ID: 0000022

WBC		9.1	$\times 10^9/L$
LY%		38.3	%
MO%		11.8	%
GR%	L	49.9	%
LY#		3.5	$\times 10^9/L$
MO#		1.1	$\times 10^9/L$
GR#		4.5	$\times 10^9/L$
RBC		4.10	$\times 10^{12}/L$
HGB	L	100	g/L
HCT	L	33.1	%
MCV		80.9	fL
MCH	L	24.3	pg
MCHC	L	302	g/L
RDW	H	17.3	%
PLT		242	$\times 10^9/L$
MPV	H	11.3	fL
PDW		13.0	fL
PCT		0.27	%

Func Info Hist Flush Rinse Dispe Exit
Trans Rec Print Mute Help











## اتوآنالایزر (Auto analyzer)

- اتوماسیون آزمایشگاهی از سال 1950 با افزایش تقاضای تستهای متنوع آزمایشگاهی شروع شد و آزمایشگاهها را قادر به انجام حجم کاری زیادتر (Work load) و متنوع تر در زمان کوتاهتر و بدون نیاز به افزایش پرسنل ساخت. از جمله این تجهیزات اتوآنالایزرهای بیوشیمی می باشند.
- اتوآنالایزر بیوشیمی دستگاهی است که جهت اندازه گیری غلظت متابولیت ها، الکتروولیت، پروتئین ها و داروهای موجود در سرم، پلاسما، ادرار، مایع مغزی نخاعی (CSF) و سایر مایعات بدن با دقت و صحت زیاد بکار می رود



## کاربرد این دستگاه مزایای آزمایشگاه دارد از جمله اینکه:

- 1- افزایش سرعت کار آزمایشگاه
- 2- کاهش خطاهای انسانی
- 3- افزایش دقت و صحت نتایج
- 4- صرفه جویی در مصرف نمونه و مواد مصرفی
- 5- کاهش هزینه های پرسنلی

اساس کار این دستگاه همانند بسیاری از تجهیزات آزمایشگاهی مبتنی بر میزان جذب نوری مواد آزمایش شده استوار است البته این دستگاهها دارای برنامه های کامل جهت انجام تمام مراحل آزمایش بصورت اتوماتیک می باشد. حتی برخی از آنها دارای یخچال برای نگهداری محلول ها و کیت های آزمایش می باشند .

سیستم های اتوآنالیزور همانند دستگاههای مثل فتومتر و کمی لومیسناس در دو حالت وجود دارد:

1- سیستم های **open**

2- سیستم های **closed**

در سیستم **open** اپراتور قادر است پارامترهای تست را تغییر داده و از کیت های متنوع موجود در بازار استفاده نماید. در حالیکه در سیستم های **closed** پارامترهای آزمایش توسط کارخانه سازنده برای کیت های خاصی برنامه ریزی شده و قابل تغییر نمی باشند لذا بایستی فقط از کیت های مورد نظر شرکت سازنده دستگاه استفاده شود.

با توجه به اینکه اکثر دستگاهها و کیت های آزمایشگاهی در کشورها، وارداتی هستند لذا بهتر است هنگام خرید از دستگاههای با سیستم باز خریداری شود.





## الیزا ریدر ELISA Reader


- دستگاهی است که برای اندازه گیری میزان جذب نوری در آزمایش های ایمنولوژیکی که به روش ELISA انجام می گیرد بکار می رود الیزا یک روش آزمایشی است که ماده نشاندار در آن یک آنزیم متصل شونده می باشد از آزمایشهای که به روش الیزا انجام میگردد می توان آزمایشهای مربوط به سنجش آنتی بادیهای TORCH Listeria-Ab, ANA, Anti- DNA, HIV-Ab, تستهای هورمونی از قبیل TSH, T4, T3, LA, FSH, BHCG پرولاکتین ،
- آنتی بادی و آنتی ژنهای هپاتیتی مانند HBc –Ab, HCV Ab, HAV Ab: Hbe-Ab, Hbe-Ag, HBs-Ab, HBs-Ag



دلایل متعددی سبب گردید تا آنزیمها بعنوان ماده نشاندار آزمایش های ایمنی جای مواد رادیواکتیو را بگیرند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

- 1- عدم خطر رادیواکتیوی آنزیم ها
  - 2- نیم عمر طولانی فعالیت آنزیم ها
  - 3- ارزان بودن تجهیزات دستگاههای الیزا نسبت به RIA
  - 4- آماده سازی آسان و حذف ضایعات آزمایش الیزا
- بدیهی است هر روشی از نقاط ضعف و قوت خاص خود برخوردار است و ایرادهایی به سیستم آنزیمی وارد است که مهمترین آنها مربوط به شرایط نگهداری کیت ها می باشد .

## دو نوع دستگاه الیزا ریدر









## الکتروفورز (Electrophoresis)


- الکتروفورز از روشهایی آزمایشگاهی است که به طور گسترده در زمینه تحقیق و تشخیص بکار می رود. این روش معمولاً برای جداسازی مولکولهای باردار در یک میدان الکتریکی به منظور تجزیه و تحلیل آنها بکار می رود. از جمله کاربرد این روش جداسازی پروتئین های خون، جداسازی اسیدهای نوکلئیک، جداسازی ایمونوگلوبولین های سرم، جداسازی ایزوآنزیم های یک آنزیم مثل CPK، جداسازی هموگلوبین های خون





مثلا در مورد پروتین های خون که مولکولهای چند یونی هستند که بسته به pH محیط می توانند بار مثبت ، منفی یا خنثی داشته باشند وقتی اینها در یک محیط با pH معین قرار داده شوند و میدان الکتریکی برقرار می شود مواد بر اساس بار الکتریکی و جرم مولکولی در میدان الکتریکی به طرف یکی از قطب های آنند یا کاتد حرکت می نمایند که پس از رنگ آمیزی قابل تشخیص می شود امروز نرم افزارهای کامپیوتری برای خوانش اسلایدهای الکتروفورس و رسم هیستوگرام آنها وجود دارد که نتایج را بصورت درصد و کاملا واضح بیان می نمایند .







## Hgb Electrophoresis



# اصول کار و نگهداری دستگاههای اتوآنالیزر



# اتوانالایزر چیست؟

اتوانالایزر دستگاه پیچیده‌ای است که عموماً از اجزاء رباتیک جهت برداشتن نمونه و محلول‌های معرف (Reagents) تشکیل شده است. هر اتوانالایزر حتماً یک پردازشگر نیز هست، چرا که اصولاً اتوانالایزر بدون آن معنی ندارد. البته منظور از پردازشگر، دستگاه PC نیست، بلکه اجزاء کامپیوتری شامل CPU، بوردهای اصلی، مانیتور (کوچک با بزرگ یا به صورت LCD و چاپگر (کوچک و داخلی یا بزرگ و خارجی) را دارد. در اتوانالایزر از یک طرف نمونه و از طرف دیگر معرف‌های آزمایش وارد دستگاه شده و در محل واکنش (آنالیز) با یکدیگر ترکیب می‌شوند. دتکتورها و سنسورها نتایج فعل و انفعالات شیمیایی یا فیزیکی را ثبت کرده و به پردازشگر یا مغز الکترونیک دستگاه می‌فرستند. داده‌های خام توسط تعاریف و فرمول‌های قبلی دستگاه یا کاربر که در حافظه سیستم ثبت شده، پردازش شده و نتیجه نهایی توسط یک سیستم خروجی که شامل مانیتور یا صفحه LCD است، به کاربر نشان داده می‌شود. تقریباً همه اتوانالایزرها یک چاپگر دارند که ممکن است جزء دستگاه باشد یا به صورت جانبی به آن وصل شود.

# مهمترین و پرمصرفترین اتوآنالایزرها در آزمایشگاهها عبارتند از:

- ۱. اتوآنالایزرهای بیوشیمی،
- ۲. اتوآنالایزرهای هماتولوژی معروف به سل کانترها (Cell counter) ،
- ۳. اتوآنالایزر گازهای خونی معروف به دستگاههای Blood Gas یا دستگاه تست ABG ،
- ۴. اتوآنالایزرهای اندازهگیری الکترولیت‌های خون (Na<sup>+</sup> , K<sup>+</sup>) به روش شعله Flame Photometer یا روش الکترودی ISE ،
- ۵. اتوآنالایزرها تست‌های ELISA.



# آیا یک اتوآنالایزر اشتباه می‌کند؟

- ▶ پاسخ این سؤال مثبت است، اما باید توجه داشت که در واقع بیشتر این اشتباهات متوجه اپراتور دستگاه است، نه خود دستگاه. عمده مواردی که می‌تواند منجر به ارائه یک جواب نادرست از دستگاه اتوآنالایزر گردد، شامل مقوله‌های زیر است:
۱. عدم کالیبراسیون ابتدائی دستگاه،
  ۲. اشکال در نمونه (Sample) و سیستم برداشت نمونه،
  ۳. اشکال در معرف (Reagent) یا سیستم برداشت معرف،
  ۴. اشکال در محل واکنش در داخل دستگاه،
  ۵. عدم توجه کاربر به علائم هشداردهنده دستگاه (Flag).





● عدم کالیبراسیون ابتدای دستگاه

اولین موضوعی که پس از راه‌اندازی دستگاه باید به آن پرداخته شود، کالیبراسیون دستگاه است. البته این کار باید هر از چندگاهی مطابق توصیه جداول کالیبراسیون دستگاه با استفاده از:

۱. سرم کنترل کالیبراسیون در مورد اتوآنالایزر بیوشیمی و اتوآنالایزر الکترولیت‌های بدن،
  ۲. با سوسپانسیون سلولی (مصنوعی یا واقعی) در مورد اتوآنالایزرهای هماتولوژی (سل کانترها)،
  ۳. محلول‌های کالیبراسیون برای دستگاه آنالایزر گازهایی خونی (Blood Gas)،
- انجام شود در واقع کالیبراسیون دستگاه‌ها همانند خشت اولی است که اگر کج گذاشته شود، دیوار تا ثریا کج خواهد رفت. مسئول آزمایشگاه باید انجام این امر مهم را به پرسنل مجرب خود بسپارد. در این خصوص نکات مهمی به شرح ذیل یادآوری می‌گردد:

● نحوه آماده‌سازی سرم کالیبراسیون:

- الف) سرم‌های کالیبراسیون به‌صورت پودر لیوفیلیزه بوده و برای محلول کردن آن باید از آب مقطر دیونیزه و در صورت موجود نبودن، از آب مقطر دوبار تقطیر استفاده کنید.
- ب) از بهترین و دقیق‌ترین پی‌پت‌ها استفاده کنید.
- پ) هنگام برداشتن درب ویال همواره مقداری از پودر لیوفیلیزه به درب ویال می‌چسبد. با دقت و به آرامی آنرا باز و بسته کنید، به‌طوری‌که چیزی از پودر از دست نرود و همه آن محلول شود.
- ت) پس از بستن درب ویال باید به مدت معینی که در بروشور مربوطه آمده، آنرا در حالت خاص (بی‌حرکت یا حرکت چرخشی یا در تاریکی) قرار دهید تا آماده مصرف شود.

کالیبراتور آنالایزرهای هماتولوژی:

این کالیبراتور به صورت سوسپانسیون است. این سوسپانسیون‌ها با استفاده از فیکس کردن سلول‌های طبیعی توسط فیکساتور حاصل می‌شود تا عمر و در نتیجه تعداد و حجم سلول‌ها ثابت بماند، ولی با این حال مدت زمان نگهداری آنها کوتاه است.

مهمترین نکته در استفاده از این سوسپانسیون‌ها این است که قبل از استفاده باید کاملاً یکنواخت و هموژن شوند.

● محلول کالیبراتور آماده:

از این محلول‌ها در دستگاه‌های تحلیل گازهای خونی (Blood Gas) استفاده می‌شود و به صورت آماده شده، موجود است.

در مورد همه کالیبراتورها به یاد داشته باشید که:

۱. نکته مهم در مورد هر ماده‌ای به خصوص محلول کالیبراتور توجه به تاریخ مصرف است.

۲. در صورتی که مقدور است، محلول یا سوسپانسیون کالیبراسیون را به اندازه نیاز آماده کنید تا الزامی برای ذخیره‌سازی محلول آماده باقی‌مانده نباشد.

۳. اگر قرار است سوسپانسیون یا محلول مدتی در جایی بماند تا آماده مصرف شود، دقت کنید درب ویال خوب بسته شده و دمای محیط مناسب باشد. تبخیر باعث تغلیظ محلول یا سوسپانسیون خواهد شد.



● اشکال در نمونه (Sample) و سیستم برداشت نمونه همیشه به اندازه کافی نمونه (Sample) به دستگاه تحویل دهید. در صورتی که نمونه کم باشد و دستگاه مثلاً ۱۰۰ میکرولیتر نمونه برای آزمایش گلوکز احتیاج داشته باشد، ولی در داخل کاپ نمونه فقط ۵۰ میکرولیتر نمونه وجود داشته باشد، به فرض اینکه بیمار یک فرد عادی با قند خون نرمال است، با دریافت یک جواب غیرعادی (مثلاً گلوکز ۵۳ mg/dl) متوجه اشتباه دستگاه خواهیم شد، اما اگر این اتفاق در مورد یک بیمار دیابتی با قند خون بالا رخ دهد، دستگاه به اشتباه یک جواب نرمال تحویل می‌دهد. به یاد داشته باشید که همیشه یک جواب نرمال یک جواب درست نیست.

مسئله دیگر وجود لخته‌های کوچک یا رشته‌های باریک فیبرین است. در صورت وجود یک لخته کوچک در مجرای باریک تیوب نمونه‌برداری دستگاه، مسلماً حجم نمونه برداشت شده کمتر از حد تعریف شده برای دستگاه است. در ضمن وجود این لخته باعث ایجاد جواب‌های اشتباه در نمونه‌های بعدی هم می‌شود. رعایت این موضوع خیلی مهم است که وقتی نمونه سرم مورد نیاز است، نباید به خاطر یک جواب اورژانسی، نمونه خونی را که هنوز لخته آن کامل نشده، سانتریفوژ کرده و اقدام به برداشتن سرم کنید، چرا که این مایع هنوز سرم نبوده و در حال لخته شدن است و باعث ایجاد مشکلاتی در خارج کردن لخته یا رشته فیبرین از دستگاه خواهد شد. در مورد دستگاه‌هایی که با پلاسما یا خون کامل کار می‌کنند، باید مواد ضدانعقاد کافی در لوله آزمایش وجود داشته باشد و پس از نمونه‌گیری با سروته کردن لوله، نمونه را با ضدانعقاد کاملاً مخلوط کرد. در غیر این صورت، لخته‌های کوچک یا رشته‌های فیبرین تشکیل می‌شود که علاوه بر مشکلات فوق‌الذکر، در شمارش سلولی به‌خصوص پلاکت و گلبول قرمز و اندیکس‌های گلبولی هم اختلال ایجاد می‌کند.

● اشکال در معرف و سیستم برداشت معرف در دستگاه‌های جدید سیستمی نصب شده است که وجود حباب هوا را در سیستم انتقال معرف تشخیص داده و آنرا دلیل بر نبود مایع (معرف) می‌داند و آلارم هشدار را به صدا در می‌آورد. بنابراین کاربر به‌راحتی متوجه اتمام معرف خواهد شد. در مدل‌های قدیمی‌تر که این سیستم وجود ندارد، دستگاه متوجه اتمام معرف نشده و همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.

اگر از جایی که جواب "صفر" دارید، به مراحل پیشین مراجعه کنید، خواهید دید که در چند تست قبلی، از آنجایی که محلول در حال اتمام بوده، معرف کافی وجود نداشته و در نتیجه جواب نادرست (کم‌تر یا بیشتر از مقدار واقعی) به دست آمده است؛ بنابراین در چنین مواردی باید چند تست آخر را مجدداً تکرار کنید، حتی اگر جواب نرمال باشد. مشکل دیگری که ممکن است پیش آید، این‌که احتمال دارد کاربر یک معرف را اشتباهاً در جایگاه معرف دیگری قرار دهد، در این صورت دستگاه متوجه این اشتباه نخواهد شد. برای رفع این خطا اخیراً دستگاه‌ها را مجهز به سیستم شناسایی بارکد کرده‌اند تا بتواند محلول موردنظر را بدون خط پیدا کند.

اشکال در محل انجام واکنش در دستگاه

محل انجام واکنش در اتوآنالایزر ممکن است ثابت (در اکثر اتوآنالایزرها مثل اتوآنالایزر هماتولوژی) یا قابل تعویض مثل سینی کووت (اکثر اتوآنالایزرهای بیوشیمی) باشد.

محل انجام واکنش از دو نظر قابل تأمل است:

۱. دمای محل واکنش: اکثر آزمایش‌های بیوشیمی در دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد انجام می‌شوند و این دما توسط سنسورهائی با دقت زیاد قابل کنترل است. در مورد دستگاه‌هائی که دارای بن‌ماری (حمام آب گرم) ۳۷ درجه سانتی‌گراد است، توجه به این نکته ضروری است که حتماً باید مخزن با آب مقطر دیونیزه و اگر موجود نبود، با آب مقطر دوبار تقطیر پر شود. استفاده از آب معمولی باعث می‌شود به مرور روی سنسورهای دما رسوب نشسته و از حساسیت آن کاسته شود.

۲. تمیز بودن محل واکنش: این موضوع هم توسط سنسورهائی کنترل می‌شود، اما این سنسورها برخی شرایط خاص را درک نمی‌کنند که می‌تواند منجر به بروز جواب‌های نادرست گردد. مثلاً اگر برای انجام تست‌های TIBC-Fe-Ca و Mg بخواهید از یک سینی کووت قابل تعویض و شسته شده استفاده کنید، حتماً باید با اسید (Acid Washed) شسته شود و صرفاً تمیز بودن آن کافی نیست. رعایت کردن این موضوع به‌عهده اپراتور دستگاه است، نه دستگاه.



● عدم توجه کاربر به علائم هشداردهنده دستگاه (Flag) خوشبختانه در تمام دستگاه‌های اتوآنالایز سیستم‌های هوشمند اخطار وجود دارد که به صورت علائمی (Flag) کاربر را از وجود اختلال در روند کار آگاه می‌کند. این علائم بر دو نوعند:

۱. علائمی که توسط برنامه‌ریزی قبلی کاربر معین می‌شوند؛ مثل حدود نرمال یک آزمایش که در صورت وجود جواب خارج از بازه علامت H یا L توسط دستگاه گزارش می‌شود و نیاز به بررسی مجدد همان آزمایش روی نمونه مذکور را اعلام می‌دارد.
۲. علائمی که مخصوص خود دستگاه است و توسط کارخانه سازنده در پردازشگر تعریف می‌گردد؛ مثلاً اگر در سه بار شمارش سلولی در یک دستگاه کولتر کانتر هماتولوژی اختلاف هرکدام با دیگری زیاد باشد، دستگاه با علامت \* یا علامت دیگری آن را اعلام خواهد کرد که ممکن است در اثر وجود نویز در برق دستگاه یا علل دیگر باشد. در هر حال مسئول آزمایشگاه باید فهرستی از علائم اختطاری هر دستگاه را تهیه کرده و در معرض دید و توجه کاربران قرار دهد تا در صورت تعویض پرسنل، حتی پرسنل جدیدالورود نیز بدانند که در مواجهه با هرکدام از این علائم اختطاری چه اقدامی باید اتخاذ کنند. جدا از مطالب بیان شده، از مهمترین عواملی که می‌تواند در بروز اشتباه در دستگاه را کاهش دهد، شست‌وشوی مرتب و منظم دستگاه‌ها مطابق زمان‌بندی خاص با محلول شست‌وشو است. عموماً دستگاه‌های اتوآنالیزر محلول شست‌وشوی مخصوص به‌خود را دارند. برخی در پایان هر سیکل آزمایش، دستگاه را شسته و برای تست بعدی آماده می‌کنند و برخی اضافه بر آن در پایان روز کاری (با دستور Shut down یا دستور مشابه) دستگاه را شست‌وشو می‌دهند.

# آشنایی با عوامل موثر و مداخله گر در آزمایشات رایج

هدف از پرداختن به حرفه پزشکی حل مشکلات و درمان بیماری های مختلفی است که بیمار به علت آنها به پزشک مراجعه می کند . شناخت مشکلات بیمار با گرفتن شرح حال و انجام معاینه فیزیکی کامل آغاز می شود .

سپس با دستیابی به اطلاعاتی که از این راه حاصل می آید می توان روش های آزمایشگاهی مناسبی را برای تشخیص بیماری وی انتخاب کرد . به عبارت دیگر شرح حال بیمار ، معاینه فیزیکی توسط پزشک و انجام تست های آزمایشگاهی و یا سایر روش های تشخیصی (مانند رادیولوژی و ...) سه پایه اصلی تشخیص بیماری ها به حساب می آیند . بنابراین انجام دقیق تست ها و نتایج آنها در تشخیص صحیح بیماری توسط پزشک و در نتیجه درمان بیماران جنبه حیاتی دارد.

در این میان نقش بیماران به عنوان نمونه دهنده در دقت و صحت نتایج تست های آزمایشگاهی حائز اهمیتی خاص است . به عبارت دیگر ، اهمیت آگاهی و دانش بیماران در زمینه آمادگی های ضروری پیش از انجام آزمایشات ، نحوه جمع آوری نمونه های مورد آزمایش و نحوه انتقال آنها به آزمایشگاه کمتر از اهمیت روش ها و دستگاه های مورد استفاده در مراکز تشخیصی ، تکنیک های مورد استفاده و دانش و دقت نظر متخصصین و پرسنل آزمایشگاه ها نیست . به بیانی دیگر ، تمامی موارد فوق می توانند از منابع بالقوه صحت و خطا در نتایج تست های آزمایشگاهی به حساب آیند . بدیهی است کارشناسان و کاربران خبره آزمایشگاه ها مهم ترین نقش را در توجیه و آموزش بیماران بر عهده داشته و در ارائه نتایج دقیق نقشی اساسی ایفاء می نمایند .

متأسفانه این مسائل بسیار مهم در بررسی نتایج کنترل کیفیت تست های آزمایشگاهی مورد چشم پوشی قرار می گیرند . نوشتار حاضر به اهم نکاتی که بیماران باید پیش از انجام تست های آزمایشگاهی از جمله چربی های خون ، اسید اوریک ، هموگلوبین و غلظت خون و ... به آنها توجه داشته باشند ، اشاره دارد .

آماده سازی بیماران بسیاری از مسائلی که تفسیر نتایج یک آزمایش را تحت تاثیر قرار می دهند ، تحت کنترل پزشک یا متخصص آزمایشگاه نیستند . از جمله این موارد می توان به سن ، جنس ، نژاد ، حاملگی و وضعیت عادت ماهیانه اشاره نمود . این موارد حتما باید توسط متخصص مربوطه در برگه درخواست آزمایشات درج گردد و تفسیر نتایج بر اساس آنها صورت گیرد . استرس های پس از عمل جراحی که ممکن است گاهی بسیار شدید باشند می توانند نتایج بسیاری از آزمایشات خصوصا آزمایشات هورمونی را تحت تاثیر قرار دهند . به عنوان مثال سطح هورمون های تیروئیدی اغلب بعد از جراحی کاهش می یابد . در آماده سازی بیمار دقت به استرس های وارده ، ورزش ، حاملگی ، خوردن و نوشیدن ، چربی ، الکل ، وضعیت بدن ، روش های طبی مورد استفاده ، داروها و تداخلات دارویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

استرس استرس های فکری و جسمی می توانند عملکرد بدن انسان را دستخوش تغییر سازند . این تغییرات شامل هورمون های مختلف مترشحه به داخل مایعات بدن نیز می گردد . بیماران در زمان نمونه گیری نباید در حالت اضطراب و تحت فشار باشند ، بلکه در عوض باید کاملا آسوده و راحت به این امر پردازند . ترس و استرس محرک هایی برای ترشح هورمون رشد و هورمون مولد شیر در زنان به حساب می آیند . از پروتئین های حامل موجود در خون مانند ترانسفرین که نقل انتقال آهن را در بدن بر عهده دارد نیز تحت تاثیر استرس های طولانی مدت قرار می گیرند . ورزش ورزش نیز مانند استرس های روحی تولید و ترشح تعدادی از هورمون ها از جمله هورمون رشد ، و هورمون مولد شیر را تحت تاثیر قرار می دهد . البته این مسئله به توانایی فیزیکی فرد و هم چنین میزان و شدت ورزش کردن وابسته است . در مواردی که سطح هورمون ها در حالت استراحت مورد نیاز است ، باید از گرفتن نمونه از بیمار بلافاصله پس از فعالیت شدید اجتناب نمود . ورزش شدید ممکن است به دفع ادراری گلبول های قرمز یا سفید منجر شود . به هر صورت تغییرات ناشی از ورزش برای طبیعی شدن به چند روز زمان نیاز دارند .



حاملگی اثرات حاملگی بر تعدادی از آزمایشات به خوبی به اثبات رسیده است . علاوه بر افزایش شناخته شده هورمون اصلی بارداری یعنی hcG که از جفت ترشح می شود ، هورمون هایی چون استریول (نوعی استروژن) و هورمون جفتی مولد شیر (HPL) نیز در خون افزایش می یابد . در زمان تفسیر یافته های آزمایشگاهی در زنان باردار توجه به هفته ای از حاملگی که نمونه گیری در آن انجام شده است ، ضروری است . لازم به یادآوری است که حجم ادرار نیز به صورت فیزیولوژیک در سه ماهه سوم بارداری تا ۲۵% افزایش می یابد . به علاوه امکان دفع قند در ادرار زنان باردار وجود دارد . سن غلظت بسیاری از مواد در دوره های مختلف سنی تغییر می کند ، به عنوان مثال غلظت هموگلوبین خون در نوزادان در مقایسه با بزرگسالان بیشتر است . یا غلظت کلسترول (LDLکلسترول بد) و HDL کلسترول خوب که احتمال بیماری های عروق قلب را کاهش می دهد) به میزان زیادی تحت تاثیر سن بیمار قرار می گیرد .

جنس بسیاری از الگوهای هورمونی و غلظت مواد موجود در خون در مردان و زنان با یکدیگر متفاوت است . به عنوان مثال معمولا غلظت آهن خون در زنان کمتر از مردان است که البته پس از ۶۵ سالگی این اختلاف برطرف می شود ، یا غلظت کراتینین که نمادی از عملکرد کلیه ها است به توده ماهیچه ای فرد بستگی دارد . از آنجایی که حجم عضلات خانم ها از آقایان کمتر است ، غلظت کراتینین نیز در آنها کمتر از مردان است .

خوردن و نوشیدن مصرف مواد غذایی و نوشیدنی ها بر نتایج بسیاری از تست های آزمایشگاهی تاثیر می گذارد . قند خون ، انواع چربی ها ، اسید اوریک ، اوره ، ...از جمله موادی هستند که تحت تاثیر مصرف مواد غذایی قرار می گیرند . مثلا یک غذای چرب به افزایش غلظت تری گلیسریدهای سرم منجر می شود . در عوض متعاقب صرف غذاهای حاوی پروتئین یا نوکلئوتید بالا سطح اوره و اسید اوریک افزایش می یابد . مصرف غذا و نوشیدنی ها حتی غلظت بسیاری از هورمون ها را نیز دچار تغییر می سازد .

انسولین و گاسترین (هورومونی که در تولید اسید معده نقش دارد) مثال هایی هستند که نمونه های پس از مصرف غذا و نمونه های ناشتا در مورد آنها تغییرات چشم گیری را نشان می دهند . سطح داروها در خون نیز تحت تاثیر مصرف غذا قرار می گیرد ، زیرا جذب اکثر داروها از روده پس از صرف غذا کند می شود . کافئین چای و قهوه و برخی دیگر از نوشیدنی ها اثرات شدیدی بر برخی از مواد دارند ، به عنوان مثال مصرف کافئین به واسطه افزایش اپی نفرین سبب افزایش قند خون می شود . هم چنین غلظت کورتیزول پلازما پس از ۲ ساعت تا ۵۰% افزایش می یابد . باید توجه داشت که تاثیر غذا بر غلظت مواد موجود در خون به دو عامل بستگی دارد : ۱ - ترکیب غذای صرف شده ۲ - زمان طی شده از صرف غذا تا هنگام نمونه گیری

به منظور پرهیز از تفسیر نادرست نتایج آزمایشگاهی به صورت کلی توصیه می شود که نمونه گیری همیشه بعد از ۱۲ ساعت ناشتایی و کاهش فعالیت بدنی انجام شود .

# دستگاه اتو آنالیزر

▶ امروزه استفاده از دستگاه های اتوماتیک و روش های مربوط به آن برای رسیدن به کیفیت مورد نظر در سطح بالا ضروری است. به بیان دیگر، اتوماسیون برای تبدیل یک آزمایشگاه کوچک به آزمایشگاه بزرگ و مدرن با کیفیت مطلوب، امری اجتناب ناپذیر است. این امر از سال ۱۹۵۰ با افزایش تقاضای تست های متنوع آزمایشگاهی شروع شد. سپس با پیشرفت تکنیک ها و ابزارهای مختلف، آزمایشگاه ها توانستند حجم کاری بیشتر و متنوع تری را در زمان کوتاه تر و بدون نیاز به افزایش پرسنل به انجام برسانند. امروزه FDA، اتوماسیون را استفاده از سیستم های مکانیکی کنترل شونده به وسیله کامپیوتر تعریف می کند.

▶ اتوآنالایزرهای بیوشیمی با هدف بالا بردن سرعت پاسخ دهی، بهبود کیفیت نتایج، کاهش مصرف reagents و نیز کاهش تعداد پرسنل در آزمایشگاه ها کاربرد فراوان دارد. در این قسمت مروری کلی بر تقسیم بندی اتوآنالایزرها و روش های مختلف اندازه گیری در آنها خواهیم داشت.

▶ آنالیزهای بیوشیمیایی دستگاه‌هایی هستند که غلظت متابولیت‌ها، الکترولیت‌ها، پروتئین‌ها و داروها را در سرم، پلاسما، ادرار و مایع مغزی-نخاعی (CSF) و سایر مایعات بدن با دقت و صحت بالا اندازه‌گیری می‌کنند.

▶ مزایای به‌کارگیری این سیستم‌ها در آزمایشگاه عبارتند از:

▶ (۱) افزایش سرعت و حجم کاری

▶ (۲) کاهش خطاهای انسانی

▶ (۳) افزایش دقت و صحت نتایج

▶ (۴) صرفه‌جویی در مصرف نمونه و معرف‌ها

▶ (۵) دقت در تکرار آزمایش (تکرارپذیر بودن آزمایش)

▶ (۶) کاهش هزینه‌های جانبی و کاهش پرسنل در آزمایشگاه



# قسمت های اصلی سخت افزار یک دستگاه اتوآنالایزر شامل موارد زیر است:

۱) UPS (سیستم تامین کننده ولتاژ و جریان مورد نیاز سایر قسمت ها)،

۲) مدارات الکترونیکی و کامپیوتری شامل بوردهای کنترل، CPU, Main Board

۳) پمپ های الکترومکانیکی،

۴) انواع سرنگ و پیستون،

۵) شلنگ ها و تیوب ها،

۶) انواع موتورهای آنالوگ و دیجیتال

۷) انواع شیرهای الکترومغناطیسی،

۸) انواع سوزن ها،

۹) انواع ربات ها،

قسمت فتومتریک شامل:

۱) لامپ

۲) فیلترهای نوری

۳) محل نگهداری نمونه آماده قرائت

۴) دتکتور

۵) مدار تبدیل است.

لوازم جانبی سخت افزاری در یک دستگاه اتوآنالایزر معمولا عبارتند از:

۱) صفحه کلید،

۲) نمایشگر،

۳) چاپگر،

۴) دستگاه بارکد خوان.

با توجه به تفاسیر فوق در ادامه بحث به بررسی چند نمونه از سیستم های اتوآنالایزر، قسمت های مختلف آن ها و نحوه کار با آن ها خواهیم پرداخت.

● برخی مشخصات یک اتوآنالایزر مناسب

(۱) قدرت برنامه ریزی برای تست های متنوع تر و بیشتر.

(۲) عدم نیاز به مرتب کردن تست های هر نمونه جهت آزمایش

(۳) سرعت بالای انجام تست ها

(۴) مصرف حداقل کالیبراتور برای کالیبراسیون دستگاه

(۵) نداشتن فاضلاب مزاحم ناشی از شستشوی سیستم

(۶) مصرف کمتر معرف و مواد مصرفی دیگر

(۷) مصرف کمتر نمونه سرم

(۸) قابل استفاده با انواع معرف های خارجی یا تولید داخل

- ▶ قابل کار در هر دو حالت RandomAccess, batch در ادامه به توضیح کامل یک سیستم نمونه می پردازیم.
- ▶ این دستگاه شامل چند قسمت اصلی است:
- ▶ (۱) سینی معرف یا Reagent Tray که دارای تعداد ظرف با گنجایش حدود ۲۵cc برای معرف ها است.
- ▶ (۲) سینی نمونه یا Sample Tray که سرم بیماران در داخل ظرف های کوچکی به نام cup ریخته است.
- ▶ (۳) پمپ معرف که دارای یک سرنگ شیشه ای برای برداشت معرف ها از سینی مربوطه می باشد.
- ▶ (۴) مکنده معرف، که توسط بازوی مکنده که متحرک است به داخل ظروف رفته و حجم معینی از معرف را برداشت می کند.
- ▶ (۵) پمپ نمونه که توسط سرنگ شیشه ای حجم مورد نظر از نمونه را از داخل کاپ ها پمپ کرده و برداشت می کند.
- ▶ (۶) مکنده نمونه که توسط بازوی مکنده و متحرک داخل کاپ های حاوی نمونه رفته و حجم لازم از سرم را برداشت می کند.
- ▶ (۷) سینی واکنش که شامل صد کووت واکنش است. در این کووت ها معرف و نمونه آن ها توسط حرکت دورانی مخلوط شده و پس از زمان معین رنگ ایجاد می شود.
- ▶ (۸) رنگ سنج، که در این قسمت به کووت ها نوری با طول موج مشخص تابانده می شود و سپس توسط دتکتور حساس به نور میزان جذب نوری محلول کووت اندازه گیری می شود.
- ▶ (۹) پمپ هوا، با فشار هوا باعث برداشت محلول ها می شود.
- ▶ (۱۰) پنکه ها، تبادل کننده حرارت داخل دستگاه با محیط بیرون هستند.
- ▶ (۱۱) قسمت رایانه ای دستگاه که شامل بردها، نرم افزار است و وظیفه کنترل دستگاه، دریافت و انتقال اطلاعات و جواب دهی را بر عهده دارد. دارای چاپگرهای مخصوص هم است.